

# スプレーサーを用いた吸入の準備

フルティフォーム®をお使いになるお子さんの保護者の方へ

スプレーサーの詳細な取り扱いについては各メーカー資料をご確認ください

## 1 フルティフォーム®をよく振る



## 2 吸入口をスプレーサーに取付ける



## 3 レバーを押して1吸入分の薬を噴霧する ※連続して噴霧しないでください



# スプレーサーを用いた吸入方法

息止めが難しい場合は5回ほど呼吸を繰り返してください



## ①吸う ②息止め ③吐く

①～③を3回ほど繰り返したら1吸入分です

呼吸が落ち着くまで休憩したら(30秒ほど)  
同じ手順で、薬をスプレーサーに噴霧して  
もう1吸入してください(合計2吸入)

さいごに  
ガラガラ〜  
ブクブク〜



うがいを  
2回させてください




スプレーサーに吐いた息は、通気孔から外に排出されますので、くわえたまま呼吸すれば、充填されている薬を吸入できます。

Kyorin



<https://www.ffkyorin.jp/>

使い方を Web サイトでご覧いただけます



動画もあるよ!

朝 夜 の1日2回

忘れずに吸入してください



# フルプッシュ®の装着方法

フルプッシュ®がお手元がない場合は、フルティフォーム®が処方された病院や薬局、または杏林製薬株式会社「くすり情報センター(0120-409341 平日9:00~17:30)」までご連絡ください。



# フルティフォーム®の大切なこと

新しいフルティフォーム®を使用するとき、または3日以上使わなかった場合は、プッシュ(空噴霧)を4回してからご使用ください。

